

GA283M (negro) [Auriculares bluetooth](#) Para iphone China fabricante

Características del producto:

- * Bluetooth 4.1 + EDR
- * Cambiar rápidamente entre música y llamadas
- * Micrófono incorporado para conversación manos libres
- * Super cómodo auricular y banda ajustable
- * Alta calidad de transmisión inalámbrica Bluetooth® 4.1
- * Calidad de sonido de alto rendimiento para conversaciones claras
- * Batería de litio-polímero recargable (500mAh)
- * Los auriculares estéreos atados con alambre están disponibles por el cable audio
- * Conéctese de forma inalámbrica a cualquier dispositivo habilitado para Bluetooth como iPhone, iPad
- * Flodable diseño-se pliega en un maletín para viajar y fácil almacenamiento

Especificaciones del producto:

Tecnología Bluetooth V4.1 + EDR

Modo Estéreo

Frecuencia portadora 2.4G ISM BAND

Alcance efectivo Hasta 15 metros (360 °)

Relación señal-ruido 90dB @ 1KHz

Frecuencia de respuesta 20Hz ~ 20KHz

Potencia de carga DC 5V

Tiempo de carga 3 horas

Tiempo de funcionamiento 8 horas

Fuente de alimentación Batería recargable de litio-polímero (300mAh)

Pantalla del producto:



Información de la empresa:

GO-ON ELECTRONICS CO., LTD es una fabricación especializada en auriculares inalámbricos con más de 19 años de historia, Nos dedicamos principalmente al diseño y fabricación de una amplia gama de auriculares inalámbricos y transmisores. Hemos demostrado nuestra calidad y capacidad de producción a través de nuestra tarifa de orden de repetición con más de 500 clientes. Nuestra fuerza nos ha ganado la lealtad de clientes de América del Norte, Europa, Asia, Australasia y Oriente Medio. Además, somos 11o proveedor del oro de Alibaba del año.



Feria:

Tomamos parte en la exposición nacional y en el extranjero cada año, Que incluyen China Sourcing Fair en HK, CES en Estados Unidos, IFA en Alemania y así sucesivamente.



Ejemplo de política:

- 1, podemos ofrecer 1-5 muestras de las PC para probar la calidad.
- 2, pago de la muestra: Vía Western Union o TT.
- 3, tiempo de la muestra: En 3-4 días laborables después del pago recibido.
4. Número de seguimiento será proporcionar después del envío de la muestra.
5. Las muestras serán probadas antes del envío.